

HARMONISCHE KRAFTÜBERTRAGUNG

Weniger Stress-Shielding aufgrund dem Knochen angenäherten Materialeigenschaften

VORGEFORMTE PLATTEN

Der Anatomie angepasst



WINKELSTABILE SCHRAUBEN

Selbsterklärende Operationstechnik

IMPLANTAT AUS BLACKARMOR®

Weniger Artefakte in der postoperativen Bildgebung

inspired by nature – built by icotec

ICOTEC ANTERIOR CERVICAL PLATE

Factsheet



HERVORRAGENDE BILDGEBUNG

Sie sehen Knochen – nicht Metall

ICOTEC ANTERIOR CERVICAL PLATE

icotec Anterior Cervical Plates

Beschreibung	Breite	Länge	Referenznummer
Anterior Cervical Plate, 1 Segment	18 mm	21 mm	12-70-18-21
		23 mm	12-70-18-23
		25 mm	12-70-18-25
		28 mm	12-70-18-28
Anterior Cervical Plate, 2 Segmente	18 mm	38 mm	12-70-18-38
		40 mm	12-70-18-40
		43 mm	12-70-18-43
		45 mm	12-70-18-45
Anterior Cervical Plate, 3 Segmente	18 mm	55 mm	12-73-18-55
		58 mm	12-73-18-58
		61 mm	12-73-18-61
		64 mm	12-73-18-64
		67 mm	12-73-18-67
		70 mm	12-73-18-70
		73 mm	12-73-18-73
		76 mm	12-73-18-76
Anterior Cervical Plate, 4 Segmente	18 mm	79 mm	12-73-18-79
		70 mm	12-74-18-70
		74 mm	12-74-18-74
		78 mm	12-74-18-78
		82 mm	12-74-18-82
		86 mm	12-74-18-86
		90 mm	12-74-18-90
		94 mm	12-74-18-94

Schrauben

Beschreibung	Durchmesser	Länge	Referenznummer
Schraube, selbstschneidend	4 mm	13 mm	12-70-40-133
		15 mm	12-70-40-153
Notschraube, selbstschneidend	4,25 mm	13 mm	12-70-42-133
		15 mm	12-70-42-153

ico | cœt

 icotec ag

Industriestrasse 12
9450 Altstätten
Schweiz
Tel.: +41 71 757 00 00
Fax: +41 71 757 00 01
info@icotec.ch
www.icotec-medical.com

CE 0297

0129DE-2018-08