

**HARMONISCHE  
KRAFTÜBERTRAGUNG**

Weniger Stress-Shielding aufgrund dem Knochen  
angenäherten Materialeigenschaften



**IMPLANTAT AUS  
BLACKARMOR®**

Weniger Artefakte in der postoperati-  
ven Bildgebung


**VORGEFORMTE PLATTEN**

Der Anatomie angepasst



**WINKELSTABILE  
SCHRAUBEN**

Selbsterklärende Operationstechnik



inspired by nature – built by icotec

**ICOTEC ANTERIOR CERVICAL PLATE**

Factsheet



**HERVORRAGENDE BILDGEBUNG**

Sie sehen Knochen – nicht Metall


# ICOTEC ANTERIOR CERVICAL PLATE

## icotec Anterior Cervical Plates

Beschreibung	Breite	Länge	Referenznummer
Anterior Cervical Plate, 1 Segment	18 mm	21 mm	12-70-18-21
		23 mm	12-70-18-23
		25 mm	12-70-18-25
		28 mm	12-70-18-28
Anterior Cervical Plate, 2 Segmente	18 mm	38 mm	12-70-18-38
		40 mm	12-70-18-40
		43 mm	12-70-18-43
		45 mm	12-70-18-45
Anterior Cervical Plate, 3 Segmente	18 mm	55 mm	12-73-18-55
		58 mm	12-73-18-58
		61 mm	12-73-18-61
		64 mm	12-73-18-64
		67 mm	12-73-18-67
		70 mm	12-73-18-70
		73 mm	12-73-18-73
		76 mm	12-73-18-76
Anterior Cervical Plate, 4 Segmente	18 mm	79 mm	12-73-18-79
		70 mm	12-74-18-70
		74 mm	12-74-18-74
		78 mm	12-74-18-78
		82 mm	12-74-18-82
		86 mm	12-74-18-86
		90 mm	12-74-18-90
		94 mm	12-74-18-94

## Schrauben

Beschreibung	Durchmesser	Länge	Referenznummer
Schraube, selbstschneidend	4 mm	13 mm	12-70-40-133
		15 mm	12-70-40-153
Notschraube, selbstschneidend	4,25 mm	13 mm	12-70-42-133
		15 mm	12-70-42-153

Die für die Anwendung des Produkts erforderlichen Informationen werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt; aktuelle und ältere Versionen können in elektronischer Form unter [ifu.icotec-medical.com](http://ifu.icotec-medical.com) (Code = ) heruntergeladen oder per E-Mail oder Telefon bei icotec angefordert werden. Auf Wunsch liefert icotec innerhalb von sieben Kalendertagen kostenlos eine Papierversion. Die elektronischen Versionen können mit einem frei erhältlichen PDF-Reader (z. B. Adobe Acrobat Reader, der unter [www.adobe.com](http://www.adobe.com) heruntergeladen werden kann) angezeigt werden.



[ifu.icotec-medical.com](http://ifu.icotec-medical.com)

ico | cœt

 icotec ag

Industriestrasse 12  
9450 Altstätten  
Schweiz  
Tel.: +41 71 757 00 00  
Fax: +41 71 757 00 01  
info@icotec.ch  
[www.icotec-medical.com](http://www.icotec-medical.com)

CE 0297