

TUMORBEHANDLUNG

Nicht metallisches BlackArmor® Material erzeugt kaum Artefakte, Abschirmung oder Streustrahlung

SCHNELLE, DIREKTE OSSEOINTEGRATION

Poröse Titanbeschichtung

AGING SPINE

Zementaugmentierung mit fenestrierten Schrauben


MIS

Kanülierte Schrauben mit perkutanen Instrumenten auf dem neuesten Stand der Technik

inspired by nature – built by icotec


VADER® PEDICLE SYSTEM MIS

Factsheet



Röntgen

Pedikelschrauben aus BlackArmor® Carbon/PEEK mit Zementaugmentierung und mit Titan beschichteter icotec ETurn® TLIF Cage



MRT

Pedikelschrauben aus BlackArmor® Carbon/PEEK



CT

Pedikelschrauben aus BlackArmor® Carbon/PEEK

VADER® PEDICLE SYSTEM MIS

VADER® Pedikelschrauben 6.0

Beschreibung	Durchmesser	Länge	Abstufungen	Referenznummer
Schrauben aus BlackArmor® Carbon/PEEK, polyaxial, kanüliert, fenestriert	5,5 mm	25–55 mm	5 mm	16-6022-555xx
	6,5 mm	30–60 mm	5 mm	16-6022-565xx
	7,5 mm	35–60 mm	5 mm	16-6022-575xx

Zementkanülen

Beschreibung	Packungseinheit	Referenznummer
Zementkanüle	1 St.	42-420
Zementkanüle	10 St.	42-421

BLACKARMOR® MIS-Stäbe

Beschreibung	Krümmung	Durchmesser	Radius	Länge	Abstufungen	Referenznummer
Stäbe aus BlackArmor® Carbon/PEEK	Gerade	6,0 mm	000	40–100 mm	10 mm	16-60-700xx
				120–160 mm	20 mm	
	Gebogen	6,0 mm	120	40–100 mm	10 mm	16-60-712xx
				100–160 mm	20 mm	16-60-745xx
J-Stäbe aus BlackArmor® Carbon/PEEK: Kombination aus geraden (Radius = 000 mm) und gebogenen (Radius = 450 mm) Stäben	Gerade und gebogen	6,0 mm	000 und 450	60/70 mm*	–	16-60-70607-9
				50/100 mm	–	16-60-70510-9
				60/100 mm	–	16-60-70610-9
				* Auf Anfrage erhältlich.		

MIS-Titanstäbe

Beschreibung	Krümmung	Durchmesser	Radius	Länge	Abstufungen	Referenznummer
Stäbe aus Titan	Gerade	6,0 mm	000	40–100 mm	10 mm	16-60-800xx
				120–200 mm	20 mm	

Titanverschlusschraube

Beschreibung	Für Stabdurchmesser	Referenznummer
Verschlusschraube aus Titan	6,0 mm	16-57-41000

Die für die Anwendung des Produkts erforderlichen Informationen werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt; aktuelle und ältere Versionen können in elektronischer Form unter ifu.icotec-medical.com (Code = REF) heruntergeladen oder per E-Mail oder Telefon bei icotec angefordert werden. Auf Wunsch liefert icotec innerhalb von sieben Kalendertagen kostenlos eine Papierversion. Die elektronischen Versionen können mit einem frei erhältlichen PDF-Reader (z. B. Adobe Acrobat Reader, der unter www.adobe.com heruntergeladen werden kann) angezeigt werden.



ifu.icotec-medical.com

ico | cœt

 icotec ag

Industriestrasse 12
9450 Altstätten
Schweiz
Tel.: +41 71 757 00 00
Fax: +41 71 757 00 01
info@icotec.ch
www.icotec-medical.com

CE 0297

0195DE.2019-09