

inspired by nature – built by icotec


VADER® PEDICLE SYSTEM MIS

Factsheet



Röntgen

Nahezu 360° metallfreie Stabilisierung mit BlackArmor® Carbon/PEEK Pedikelschrauben und KONG®-TL VBR E



MRT

Pedikelschrauben aus BlackArmor® Carbon/PEEK



CT

Pedikelschrauben aus BlackArmor® Carbon/PEEK

VADER® Pedikelschrauben 6.0

Beschreibung	Durchmesser	Länge	Abstufungen	Referenznummer
Schrauben aus BlackArmor® Carbon/PEEK, polyaxial, kanüliert, fenestriert	5,5 mm	25–55 mm	5 mm	16-6022-555xx
	6,5 mm	30–60 mm	5 mm	16-6022-565xx
	7,5 mm	35–60 mm	5 mm	16-6022-575xx

Zementkanüle

Beschreibung	Packungseinheit	Referenznummer
Zementkanüle	1 St.	42-420

BLACKARMOR® MIS-Stäbe


Beschreibung	Krümmung	Durchmesser	Radius	Länge	Abstufungen	Referenznummer
Stäbe aus BlackArmor® Carbon/PEEK	Gerade	6,0 mm	000	40–100 mm	10 mm	16-60-700xx
	Gerade	6,0 mm	000	120–160 mm	20 mm	
	Gebogen	6,0 mm	120	40–100 mm	10 mm	16-60-712xx
	Gebogen	6,0 mm	450	100–160 mm	20 mm	16-60-745xx
J-Stäbe aus BlackArmor® Carbon/PEEK: Kombination aus geraden (Radius = 000 mm) und gebogenen (Radius = 450 mm) Stäben	Gerade und gebogen	6,0 mm	000 und 450	60/70 mm*	–	16-60-70607-9
				50/100 mm	–	16-60-70510-9
				60/100 mm	–	16-60-70610-9
				* Auf Anfrage erhältlich.		

MIS-Titanstäbe

Beschreibung	Krümmung	Durchmesser	Radius	Länge	Abstufungen	Referenznummer
Stäbe aus Titan	Gerade	6,0 mm	000	40–100 mm	10 mm	16-60-800xx
				120–200 mm	20 mm	
				250, 300, 400, 500 mm	–	

Titanverschlusschraube

Beschreibung	Für Stabdurchmesser	Referenznummer
Verschlusschraube aus Titan	6,0 mm	16-57-41000

Die für die Anwendung des Produkts erforderlichen Informationen und ein Glossar von Symbolen werden in elektronischer Form zur Verfügung gestellt; aktuelle und ältere Versionen können in elektronischer Form unter ifu.icotec-medical.com (Code = ) heruntergeladen oder per E-Mail oder Telefon bei icotec angefordert werden. Auf Wunsch liefert icotec innerhalb von sieben Kalendertagen kostenlos eine Papierversion. Die elektronischen Versionen können mit einem frei erhältlichen PDF-Reader (z. B. Adobe Acrobat Reader, der unter www.adobe.com heruntergeladen werden kann) angezeigt werden.



ifu.icotec-medical.com

ico | cœt



 icotec ag

icotec Medical GmbH
In der Au 25
61440 Oberursel
Deutschland

Industriestrasse 12
9450 Altstätten
Schweiz
Tel.: +41 71 757 00 00
Fax: +41 71 757 00 01
info@icotec.ch
www.icotec-medical.com

CE 0297