

OPTIMALE BILDGEBUNG

in Röntgen, CT und MRT
Implantate aus Carbon/PEEK

GERINGE GEWEBSADHÄSIONEN

minimale Vernarbungen auf dem Implantat,
hohe Patientenzufriedenheit, einfache Explantation




ERPROBTE OPERATIONSTECHNIK

konventionelle und erprobte
Implantationstechnik

inspired by nature – built by icotec

ICOTEC PROXIMAL HUMERUS PLATE

Factsheet



HERVORRAGENDE BILDGEBUNG

Sie sehen Knochen - nicht Metall.

ICOTEC PROXIMAL HUMERUS PLATE

Platten

Beschreibung	Typ	Länge	Referenznummer
Proximale Humerusplatte	Standard, 3-Loch	89 mm	21-00-0203
	Standard, 5-Loch	115 mm	21-00-0205

Verriegelungsschrauben, 3.5 mm

Beschreibung	Länge	Referenznummer
Verriegelungsschraube, ø 3.5 mm	20 mm	20-35-0220
	22 mm	20-35-0222
	24 mm	20-35-0224
	26 mm	20-35-0226
	28 mm	20-35-0228
	30 mm	20-35-0230
	32 mm	20-35-0232
	35 mm	20-35-0235
	38 mm	20-35-0238
	40 mm	20-35-0240
	42 mm	20-35-0242
	45 mm	20-35-0245
	48 mm	20-35-0248
	50 mm	20-35-0250
	52 mm	20-35-0252
55 mm	20-35-0255	
60 mm	20-35-0260	

Kortikalisschrauben, 3.5 mm

Beschreibung	Länge	Referenznummer
Kortikalisschraube, ø 3.5 mm	24 mm	20-35-0124
	26 mm	20-35-0126
	28 mm	20-35-0128
	30 mm	20-35-0130
	32 mm	20-35-0132
	35 mm	20-35-0135
	38 mm	20-35-0138
	40 mm	20-35-0140
	42 mm	20-35-0142
	45 mm	20-35-0145
	48 mm	20-35-0148
	50 mm	20-35-0150
	52 mm	20-35-0152